

Referenzbericht

Medici DR-System in der Praxis für Orthopädie
Dr. Torsten Jäschke in Bad Doberan, Deutschland



Praxis für Orthopädie
Dr. Torsten Jäschke

18209 Bad Doberan
Tel. 038203-40407
www.orthopäde-baddoberan.de

 Medici DR-Systeme

Referenzbericht

Dr. Torsten Jäschke über die Aufrüstung seiner stationären Röntgenanlage auf digitales Röntgen mit **Medici** und der Akquisitionsoftware **dicomPACS®DX-R**:

„Ich arbeite im Bereich konservative Orthopädie in Praxisgemeinschaft mit Dr. med. Jürgen Leidel, Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin und Facharzt für Orthopädie, im Landkreis Rostock in Bad Doberan. Eigentlich war ich auf der Suche nach einem neuen Speicherfoliengerät, bin aber dann bei der Firma Oehm und Rehbein auf das **Medici** und die neue Software aufmerksam geworden.


Die Firma Oehm und Rehbein war uns als Rostocker schon länger bekannt, aber auch über den Verband der Orthopäden und Unfallchirurgen BVOU bekamen wir einige Informationen zum Produktangebot von Oehm und Rehbein. Relativ schnell fiel die Entscheidung zur Aufrüstung unserer vorhandenen stationären Röntgenanlage mit einem kabellosen Röntgen-detektor. Dank der professionellen Beratung durch die Firma Oehm und Rehbein gab es keine Probleme bei der Installation und der Einführung im Praxisbetrieb.

Die Vorteile sind offensichtlich: Unsere Arbeitsabläufe haben sich optimiert. Durch die digitale Bildübertragung und Abspeicherung der Röntgenaufnahmen reduzieren wir im Vergleich zur konventionellen Bildentwicklung die Arbeitszeit bis zur Bilddarstellung wesentlich. Wir brauchen die Röntgenbilder nicht mehr aufwendig zu entwickeln und benötigen keine Röntgenfilme und keine Röntgenchemie mehr. Es müssen keine Röntgenbilder gesucht und durch die Praxis getragen werden. Die Bildqualität ist wirklich optimal und in der Regel ist keine Nachbearbeitung notwendig.

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.oehm-rehbein.de



Dr. Jäschke und MTRA Diana Dobbratz



Der Zugriff auf die angefertigten Röntgenbilder erfolgt blitzschnell in der Akquisitionsoftware und die Bearbeitungsmöglichkeiten der Bilder im System sind vielfältig. Durch die vorhandenen Funktionen, wie z. B. Lupenfunktion und Kontrastanpassung, werden die diagnostischen Möglichkeiten unserer konventionellen Röntgenanlage wesentlich verbessert.

Früher mussten wir das Dosenflächenprodukt immer ablesen und per Hand in ein Buch eingetragen. Nun macht dies die Software. Unsere Betriebskosten haben sich deutlich verringert. Viele Verbrauchsmaterialien wie Röntgenchemie oder -filme benötigen wir nicht mehr. Neben der Kostenersparnis ist uns auch die Umweltentlastung durch die Einsparung der zum Teil giftigen und geruchsbelästigenden Arbeitsstoffe wichtig. Die dadurch gesparten Gelder können wir wiederum gut nutzen, um das DR-Röntgendetektor-Nachrüstset über wenige Jahre zu finanzieren.

Zusammengefasst sind wir froh, diesen Schritt gemacht zu haben.“





Medici

Einfach digital nachrüsten:
DR-Aufrüst-Set für Ihre vorhandene
stationäre Röntgenanlage

DR - Systeme

Mit dem **Medici**-System können Sie Ihre stationäre, gut funktionierende Röntgenanlage digitalisieren und Ihre Röntgenbilder zukünftig digital erstellen sowie die damit verbundenen Vorteile nutzen. **Medici** ist ein komplettes, einfach zu installierendes und zu bedienendes Nachrüstset, welches digitale Röntgenbilder in professioneller, reproduzierbarer Qualität liefert.

Die **Medici** DR-Systeme sind für nahezu jede vorhandene Röntgenanlage lieferbar. Verschiedene Ausführungen und Größen von Röntgendetektoren ermöglichen eine individuelle Konfiguration der Anlage. Die über einen Touchscreen einfach zu bedienende **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware passt sich Ihrem Arbeitsablauf an und stellt Röntgenbilder in höchster Qualität zur Verfügung. Das DR-System ist selbstverständlich in Ihre Patientenmanagementsoftware integrierbar und gibt die Röntgenbilder in ein Bildmanagementsystem (PACS) weiter.

 **Oehm ^{und} Rehbein**

www.oehm-rehbein.de

Oehm und Rehbein GmbH, 18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c
Tel. +49 381 36 600 500, Fax +49 381 36 600 555
www.oehm-rehbein.de, info@oehm-rehbein.de

Info-Hotline: +49 381 36 600 600

